

Endikasyonlar

- Üst baldır kas zedelenmeleri (özellikle kramp, çekilme, kopma ve yırtılmalar).
- Tekrar zedelenmelerin önlenmesi.
- Üst baldır kaslarının ezilmesi.
- Kas zedelenmesinde tedavi takibi için ek destek.

Özellikleri

- Anatomik dokuma, silikonlu ve düşük kompresyonlu kenarlar optimum uyum ve mükemmel rahatlık sağlar.
- Akut ve fonksiyonel pedlerden her ikisi de eklenebilir ve çıkarılabilir. MyoTrain®, aynı zamanda, pedler çıkartılarak da kullanılabilir.
- Velcro bantlar kolay kullanımı ve istenilen bölgeye kompresyon uygulanmasını sağlar.
- Ortez, Velcro bantlar olmaksızın kullanıldığında bile anatomik dokuma sayesinde propriyoseptif etki sağlar.

Etki Biçimi

- MyoTrain®, kompresyon uygulayarak kas süspansiyon bantları prensibine göre görev yapar.
- Yaralanma veya zedelenmeden hemen sonra ilave küçük akut tampon kullanarak kanamanın durması ve hematoma yayılmaması için yaralanan yerde ek kompresyon uygulanabilir.
- Fonksiyonel büyük tampon kullanılması ile zedelenen bölgenin çevresinde ek kompresyon oluşturarak tipik olarak görülen ödematöz şişliklerin minimize edilmesine yardımcı olunur.
- Fonksiyonel tamponun yüzeyindeki uzunlamasına çizgiler lenfatik dolaşımı arttırır.
- MyoTrain® kas gerginliğini ayarlar ve zedelenmelerin tekrar görülmesini engeller.