

Endikasyonlar

- Patellofemoral ağrı sendromu (kondropati, kondromalasi)
- Patellanın laterizasyonu (dislokasyon eğilimi)
- Lateral release cerrahisi sonrası
- Patella apeksi sendromu
- İnstabilite hissi
- Anterior diz ağrısı
- Ped yükseklik seviyesi

Özellikleri

- Yeni dokuma konsepti: Özellikle popliteal bölgede mükemmel giyim rahatlığı için çok elastik, hava geçiren, nem çekici ve terletmeyen dokuma ve materyal.
- Cilt üzerinde yumuşak etkili özel dokuması kritik popliteal bölgeyi tamamen kaplar.
- Yan dikiş popliteal bölgeyi baskı noktalarından uzaklaştırır.
- Anatomik olarak şekillendirilmiş olan ped, desteğin ağırlığını azaltır. Konumunu sabitler ve daha rahat kullanım sağlar.
- Düzeltme kontrolü lateral şekilde patella kenarında yer alır.
- İnsertin, distal kesiminde iki friksiyon noktası bulunur.
- İnsertin proksimal kesimi vastus medialis kasının kas-tendon kesişme noktasına kadar uzanır.
- Yarım ay şeklindeki patella örtüsü insertin patella girintisi içerisine eklenmiştir.
- Desteğin üst kenarına lateral şekilde kas rahatlatıcı insert yerleştirilmiştir (dünya çapında bir yenilik).

Etki Biçimi

- Eksternal kompresyon, ödem ve efüzyon emilimini hızlandırır. Propriyosepsiyon, eklemin stabilitesine yardım edecek şekilde arttırılmıştır.
- Popliteal bölgede kullanılan yumuşak dokuma kumaş mükemmel kullanım rahatlığı sunmanın yanında medikal anlamda etkili kompresyon sağlar.

- Ped, destek ayarlama bandı ile birlikte diz kapağının merkezi konuma getirilmesini sağlar. İnsert destek, patellanın lateral yönde kaymasını önler.
- Cerrahi uygulama sonrasında düzeltici destek pozitif cerrahi sonuçlar